



Quelques outils d'analyse sièges KHOL

Plan de vos points douloureux sur plusieurs jours si nécessaire.

Prendre 4 feuilles A4 et les coller entre elles, puis tracer une droite au milieu de cette feuille représentant l'axe du coccyx au périnée (Feuille papier de la largeur du coussin 440 x 440 mm ou plus).

Vous asseoir en vous positionnant sur cet axe, tracer la périphérie de votre corps et noter sur un jour ou deux jours tous les différents points douloureux survenant pendant cette période (de 5 à 15 croix).


Ensuite nous adresser votre feuille avec les points douloureux par poste à notre adresse, afin d'étudier et vous réaliser votre assise ou coussin sur mesure.

Ne pas hésiter à noter tous les points douloureux occasionnels, picotements, brûlures, etc.






DESRIPTIF DE VOS DOULEURS

	Oui	Non	Avec brûlures, coup de poignard, déchir
Coccyx			
Rechon gauche			
Rechon droit			
Anus			
Zone anale			
Petit bassin			
Vessie, cystite intersticielle			
Périnée, douleur de la vulve, vagin			
Fils de l'aine gauche			
Fils de l'aine droit			
Sacrum			
Sacro-iliaque gauche			
Sacro-iliaque droit			
Syndrôme du piriforme			
Syndrôme myofascial			
Cara fémorale gauche			
Cara fémorale droite			
Fils de la fesse gauche			
Fils de la fesse droit			
Sciastique à gauche			
Sciastique à droite			
Douleurs pelviennes chroniq			
Lombaire L3/L4/L5			
Hernie discale, pincer			
Hernie cervicale			



- A = PARTIE DE L'ASSISE NON ARTICULE
- B = REPOSE JAMBE PARTIE HAUT DROIT
- C = REPOSE JAMBE PARTIE HAUT GAUCHE
- D = REPOSE JAMBE PARTIE BASSE DROIT
- E = REPOSE JAMBE PARTIE BASSE GAUCHE
- F = CALE PIED DROIT
- G = CALE PIED GAUCHE
- H = 1 ARTICULATION
- I = 2 ARTICULATIONS



Age* :

Sexe* :

Taille* (cm) :

Poids* (kg) :

*Indication des mesures en mm :

- A : Hauteur du sol au dessous du plateau =
- (si le plateau est réglable en hauteur (indiquer la hauteur mini et maxi))
- B : Hauteur de l'assise au sol =
- C : Hauteur de l'assise au coude =
- D : Profondeur d'assise =
- E : Hauteur de l'assise au creux lombaire =
- F : Hauteur de l'assise à la nuque =
- G : Largeur des hanches =
- G' : Taille de pantalon =
- H : Distance intérieure entre les accoudoirs gauche et droite =



FAUTEUILS PREVENTION

Prévenir et protéger



Fauteuil NEW ORLÉANS
(page 4)



Fauteuil EVAFLEX
(page 5)

FAUTEUILS ENVIRONNEMENT MÉDICAL

Corriger et soulager



Fauteuil ARTHRODESIO
(page 10)



Coussin NOMADE
(page 9)



Fauteuil ADOUR
(page 11)



FAUTEUILS PREVENTION

Bien-être au travail



Fauteuil NEW ORLÉANS



Fauteuil NEW ORLÉANS

Innovation :

Assise et dossier grand confort avec notre **système KHOL AIR** dynamique et progressif absorbant les points de pression tout en maintenant une excellente circulation d'air



Siège NASHVILLE



Fauteuil NANTUCKET

FAUTEUILS PREVENTION

Protégez votre capital colonne



Fauteuil EVAFLEX 2



Fauteuil EVAFLEX

Décompressez vos vertèbres avec le **concept KHOL EVAFLEX** :
2 demi-dossiers mobiles et assises spécifiques répartissant
les pressions de l'ensemble du corps en mouvement



Siège EVAFLEX



Fauteuil EVAFLEX 2



FAUTEUILS PREVENTION

Confort au travail



Fauteuil XÉNIA 510



Fauteuil XÉNIA 510

Assise grand confort et dossier haut au galbe ergonomique prononcé pour un très bon maintien des dos cambrés



Fauteuil XÉNIA 470



Fauteuil NEW YORK




Fauteuil NORFOLK



Fauteuil NORFOLK MÉDIUM

Réglages personnalisables de l'assise et du dossier anatomiques avec notre mécanisme asynchrone à translation d'assise permettant à chaque utilisateur de trouver sa position confort et de prévenir les troubles musculo-squelettiques



Accoudoirs 3D ou 4D
Finition époxy noir réf.422



Accoudoirs 3D ou 4D
Finition chromée réf.423



Accoudoirs 3D
escamotables réf.425



Accoudoirs en position
escamotable réf.425



Accoudoirs 1D ou 2D réf.426



Accoudoirs 3D réf.431



Fauteuil NORFOLK SMALL



FAUTEUILS ENVIRONNEMENT MÉDICAL

Reprise d'activité et maintien au travail



Fauteuil PÉRINÉOS 4



Fauteuil PÉRINÉOS 5

La solution KHOL aux névralgies de type pudendales, périnéales, coccygiennes, pelviennes...

Depuis plus de 7 ans,
des centaines d'utilisateurs
heureux et soulagés



Fauteuil PÉRINÉOS 3



Fauteuil PÉRINÉOS 2

FAUTEUILS ET COUSSINS ENVIRONNEMENT MÉDICAL

Sièges KHOL toujours précurseur avec sa gamme de coussins nomades, nécessaire prolongement des fauteuils PÉRINEOS dans votre quotidien



Fauteuil PÉRINÉOS 6
avec dégagement de la colonne vertébrale



Coussin NOMADE VOITURE



Coussins ergonomiques réalisés par un complexe de mousses de différentes densités dont mousse moulée et viscoélastique à mémoire de forme avec évidements spécifiques **selon pathologies**.

En option, membrane bio-céramique avec soulagement des douleurs, dont brûlures, coups de poignard, décharges électriques...



Sac de transport

Coussin SUR-SIEGE
sur mesure



Coussin NOMADE PUDENDAL

Le soulagement itinérant de vos douleurs avec notre sur-siège et ses réglages appui-nuque et lombaires par poire à air.



FAUTEUILS ENVIRONNEMENT MÉDICAL

Les réponses KHOL à différentes problématiques



Fauteuil ARTHRODÉSIO MOYEN



Fauteuil ARTHRODÉSIO



- Arthrodèses
- Fractures du bassin ou sacrum
- Hernies cervicales
- Hernies dorsales
- Hernies lombaires
- Prothèses et appareillages
- Polyarthrites
- Spondylarthrites ankylosantes
- etc.

Fauteuil ARTHRODÉSIO



Fauteuil ARTHRODÉSIO
appui-jambe gauche à double articulation
avec cale-pieds sur mesure

FAUTEUILS ENVIRONNEMENT MÉDICAL


Exemples de solutions KHOL sur mesure



Fauteuil ADOUR avec appui-jambe gauche à double articulation et cale-pied sur mesure



Fauteuil ADOUR avec appui-jambe droit sur mesure



Appui-nuque 3D
ARC




Appui-nuque 3D
VIRGULE



Appui-nuque 4D
FLEXIO



Appui-nuque 4D
FLEXIO



Appui-nuque 3D
ERGO



Appui-nuque 3D
PAPILLON



Fauteuil ADOUR avec
appui-jambe droit sur mesure



REPOSE-JAMBES ARTICULÉS



Repose-jambes
CONCORDE 2 + 3



Repose-jambes
CONCORDE



Repose-jambes SURFY



Repose-jambes MOSS

Le nouveau mécanisme articulé et l'orientation du support-jambes permettent une position personnalisable des genoux favorisant le retour veineux et évitant les tensions sur le muscle poplité.

Selles de cheval avec assise grand confort suspendue sur ressorts linéaires

option système KHOL AIR sur demande



Siège MONTANA



Siège DAKOTA



Siège NEVADA

SIÈGES ASSIS ET ASSIS-DEBOUT

Pour postures de travail particulières



Siège HÉLIOS

Siège HORCOS

- Utilisation en mode dorsal ou ventral avec translation d'assise
- Permet le port de corset ou orthèse
- Assises anatomiques permettant de libérer le coccyx en maintenant le dos en position droite



Fauteuil HESTIA
conducteur antistatique

Fauteuil ENTHESIS PLUS
passage de jambes facilité et
libération du coccyx



SIÈGES ASSIS À GENOUX ET ASSIS-DEBOUT

Pour soulager les tensions du dos
en redressant naturellement la colonne vertébrale



Assis à genoux **BLOIS**
à translation d'assise



LANCELOT
Assis à genoux flexion



Assis à genoux **BRIANÇON**



Assis-debout **AURE 2**
mécanisme asynchrone




Assis-debout **ARVIKA**
mécanisme asynchrone



Assis-debout **DYNAMOUV**
mécanisme à bascule automatique

Exclusivité Khol



Membrane MBC contenant des particules de bio-céramique ou oxydes de terres rares qui émettent par nature de l'infrarouge lointain et assurent une chaleur confortable aux tissus environnants par dilatation des vaisseaux capillaires. La circulation sanguine et l'apport d'oxygène aux cellules sont augmentés réduisant l'inflammation **avec soulagement de la douleur au niveau des terminaisons nerveuses.**

Bonjour

Je vous confirme la bonne réception de la commande, Fauteuil et coussin déjà en utilisation, confort impeccable

Merci, Bien cdt

Adxxxxne Mxxxxxno - Accounting Dpt - 13 Marseille

Envoyé : 13/05/2015 12:15

Souffrant d'une névralgie pudendale depuis 5 ans, j'ai commandé en 2011 à la société Khol un siège intégré Perineos 2 et un coussin nomade pudendal. Je suis parfaitement satisfait de ces produits. Le siège intégré me soulage énormément et m'a permis de reprendre une activité professionnelle normale. Le coussin est une aide très appréciable pour la maison et les transports. Je commande ce jour un deuxième coussin nomade. Bravo aux personnes de la société Khol pour ces produits et pour l'attention que vous portez à vos clients.

Lxxxxxt Gxxxxn

De : Lxxxxxt Gxxxxn

Envoyé : vendredi 2 octobre 2015 10:27

Objet : coussin pudendal

Bonjour M. Castagne,

Je suis venue en juin accompagnée de ma mère pour réaliser un fauteuil afin de pouvoir reprendre mon travail à la mairie de Gxxxxxs dans le Xxxxxxx.

Je tenais très sincèrement à vous remercier vous et votre équipe pour votre gentillesse et votre professionnalisme.

Le fauteuil que vous m'avez réalisé est parfait et je réussi à rester des heures assise alors qu'avant cela m'était totalement impossible. Vous n'avez pas idée de combien cela peut changer ma vie et je ne vous en remercierai jamais assez.

Je vous souhaite une bonne continuation. Cordialement.

Mxxxxe Sxxxxdi Envoyé : mercredi 23 septembre 2015 16:29

D'autres témoignages sur notre site www.khol.fr

Témoignages clients

J'ai travaillé pendant près de 8 mois debout. M'asseoir sur les chaises ergonomiques standards que l'on me proposait m'était impossible. J'ai retrouvé espoir lorsque la société Khol a pris en charge la réalisation de ma chaise sur mesure prenant en compte ma pathologie. Après 1 an et 2 mois d'utilisation, mes douleurs se sont atténuées et cela me permet professionnellement d'atteindre mes objectifs. Je remercie la société Khol de m'avoir permis de retrouver un équilibre professionnel mais également dans ma vie personnelle.

Axxxxxe Chxxxxxne La Banque Postale

Envoyé : vendredi 25 septembre 2015 16:32

Objet : remerciements pour fauteuil Evaflex

Bonjour,

Tout d'abord, sachez que je suis très content du coussin nomade sur mesure Pudendal et périnéal syndrome myo fascial homme que j'ai reçu de votre entreprise.

J'ai contacté la SAMETH pour avoir une aide pour commander un siège et il me demande de fournir un devis.

Pourriez-vous me proposer un devis pour un siège adapté à la névralgie pudendal (canal d'alcock) svp ?

Vous remerciant encore, ct.

AxEF Xxxmas Envoyé : lun. 03/08/2015 08:54

SEMIC sièges KHOL, l'ergonomie spécifique adaptée à chaque poste de travail

Une équipe passionnée et dynamique, des milliers d'utilisateurs satisfaits à tous les niveaux : écoute, analyse, création, fabrication, qualité, confort, solidité, esthétique, choix du modèle adapté aux besoins spécifiques de l'utilisateur.



KHOL

POUR ASSEOIR VOTRE DIFFÉRENCE



Votre distributeur conseil Sièges Khol

